

TEST DE VOS DVD


- Veuillez insérer le DVD de sauvegarde dans votre lecteur.
- Copiez/collez le dossier, situé à la racine du DVD (ex : disque1), sur votre bureau.




NE PAS COLLER LE DOSSIER SUR VOTRE SERVEUR




- Ouvrez le dossier collé sur le bureau et double-cliquez sur Setup NovaNet-Web Client



Le logiciel de décompression et de décryptage se lance :



- Sélectionnez dans l'arborescence (colonne de gauche) les données à décrypter.
- Le logiciel vous demande de vous identifier :



Saisissez votre code secret et cliquez sur OK.

Attendez que le décryptage soit terminé pour afficher votre arborescence (5 à 15 minutes).

Vérifiez que vos répertoires et fichiers de travail soient bien présents.